

WbおよびElisa用抗Ghrlポリクローナル抗体 - Q9Ubu3

商品番号: CM0018591



前書き

ヒトGHRL（グレリン）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。食欲調節、成長ホルモン放出、胃機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GHRLウサギpAb
備考／別名	MTLRP; GHRL
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51738
GeneID	51738
免疫原	ヒトGHRL（NP_057446.1）のアミノ酸1～117に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBU3
タンパク質分子量	13kDa
輸送条件	保冷バッグ