

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ghsr ウサギ ポリクローナル抗体 - Q92847

商品番号: CM0023714



前書き

ヒトGHSR（グレリン受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。食欲調節や成長ホルモン分泌に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GHSR ウサギ pAb
備考/別名	GHDP; GHSR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2693
遺伝子ID	2693
免疫原	ヒトGHSR (NP_940799.1) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q92847
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ