

WbおよびElisa用 抗Glb1L3 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nci6

商品番号: CM0015957

前書き

ヒトGLB1L3（ベータ-ガラクトシダーゼ-1様タンパク質3）に対するこのウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。グリコシダーゼ活性およびガングリオシド代謝の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLB1L3 ウサギ pAb
備考/別名	GLB1L3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	112937
GeneID	112937
免疫原	ヒトGLB1L3（NP_001073876.2）のアミノ酸180-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NCI6
タンパク質分子量	75kDa
発送方法	保冷バッグ