

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Gldc Rabbit Polymab® - P23378

商品番号: CM0009874



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高性能
Anti-GLDC Rabbit

PolymAb®。ヒト、マウス、ラットと反応します。代謝研究のために、ミトコンドリア性グリシン脱水素酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLDC Rabbit PolymAb®
備考/別名	GCE; GCSP; HYGN1
種	ヒト
遺伝子ID	2731
免疫原	ヒトGLDC (NP_000161.2) のアミノ酸580-749に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23378
タンパク質分子量	113kDa
配送	氷袋