

Wb、Elisa用Anti-Gli2ポリクローナル抗体 - P10070

商品番号: CM0026024

前書き

GLI2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を持ちます。ヘッジホッグシグナル伝達および発生に参与する転写因子GLI2を標的とします。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLI2 Rabbit pAb
備考/別名	GLI2; CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; Gli2
種	マウス
GeneID (ヒト)	2736
GeneID	14633
免疫原	ハツカネズミ (Mus musculus) GLI2 (NP_001074594.1) のアミノ酸1-175に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P10070
タンパク質分子量	168kDa
配送	アイスバッグ