

Anti-Glut2/Slc2A2 ポリクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P11168

商品番号: CM0031067

前書き

ヒト GLUT2/SLC2A2 ウサギポリクローナル抗体。WB , IF-P, IHC-P, ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。IVD（体外診断）環境におけるグルコース輸送および代謝性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUT2/SLC2A2 Rabbit pAb
備考/別名	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6514
遺伝子ID	6514
免疫原	合成ペプチド ヒト GLUT2/SLC2A2 (NP_000331.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P11168
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ