


Glut4に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P14672

商品番号: CM0026099



前書き

GLUT4（SLC2A4）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのWB、IF、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。インスリン制御下のグルコース輸送研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUT4 ウサギpAb
別名	GLUT4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6517
遺伝子ID	6517
免疫原	合成ペプチド ヒトGLUT4（NP_001033.1）のアミノ酸450～509番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P14672
タンパク質分子量	55kDa
配送方法	保冷剤