


Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Glut4 ウサギポリクローナル抗体 - P14672

商品番号: CM0022135



前書き

ヒトGLUT4（グルコーストランスポータータイプ4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと反応します。グルコース輸送およびインスリンシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	GLUT4 Rabbit pAb
備考/別名	GLUT4
種	ヒト
GeneID	6517
免疫原	ヒトGLUT4（NP_001033.1）のアミノ酸210-310に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14672
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ