


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用 抗グリピカン3（Gpc3）モノクローナル抗体 - P51654

商品番号: CM0006802



前書き

ヒトグリピカン3（GPC3）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、FC、ELISAで検証済み。がん、発生生物学、Wnt/Hedgehogシグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Glypican 3 (GPC3) Rabbit mAb
備考/別名	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2719
GeneID	2719
免疫原	合成ペプチド ヒトグリピカン3（GPC3）（NP_004475.1）のアミノ酸481-580領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51654
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋