

Wb、Ip、Elisa用Anti-Gmpsポリクローナル抗体 - P49915

商品番号: CM0030795



前書き

ヒトGMPS（GMPシンターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。免疫原：ヒトGMPSのアミノ酸394-693に相当する組換え融合タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GMPS Rabbit pAb
備考/エイリアス	GATD7; GMPS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8833
GeneID	8833
免疫原	ヒトGMPS (NP_003866.1) のアミノ酸394-693に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49915
タンパク質分子量	77kDa
配送	アイスパック