

Wb、Elisa用抗Gna15ウサギポリクローナル抗体 - P30679

商品番号: CM0021404

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質なGNA15ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのGα-16タンパク質を標的とします。GPCRシグナル伝達、造血、炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNA15 Rabbit pAb
備考／別名	HG1L; GNA16; GNA15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2769
GeneID	2769
免疫原	ヒトGNA15 (NP_002059.3) のアミノ酸112～374に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30679
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷剤