

ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Gnaq

ウサギポリクローナル抗体 - P50148

商品番号: CM0013332



前書き

ヒトGNAQに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットサンプル中のGNAQを検出。GPCRシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAQ ウサギ pAb
備考/別名	GAQ; SWS; CMAL; CMCI; G-ALPHA-q; GNAQ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2776
免疫原	ヒトGNAQ (NP_002063.2) のアミノ酸1-359に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50148
タンパク質分子量	42kDa
輸送	アイスパック