


Wb、If/Icc、Elisa用抗Gnb1ポリクローナル抗体 - P62873

商品番号: CM0023067



前書き

GNB1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。GNB1は膜貫通シグナル伝達に必要なGタンパク質βサブユニットであるため、本抗体はシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNB1 Rabbit pAb
備考/別名	MDS; HG2A; MRD42; GNB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2782
GeneID	2782
免疫原	ヒトGNB1 (NP_002065.1)のアミノ酸1-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P62873
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	保冷剤