

Wb、Elisa用 抗Gnb5 ポリクローナル抗体 - O14775

商品番号: CM0031020



前書き

ヒトGNB5（Gbeta5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。神経科学、GPCRシグナル伝達研究に適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。RGSタンパク質活性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNB5 ウサギ pAb
備考/別名	GB5, HG2E, IDDCa, LADCl, gbeta5, GNB5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10681
遺伝子ID	10681
免疫原	ヒトGNB5（NP_006569.1）のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14775
タンパク質重量	44kDa
輸送	保冷バッグ