

Wb、Elisa用 抗Gng7 ウサギポリクローナル抗体 - O60262

商品番号: CM0014405

前書き

ヒトGNG7（HG3B）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。予測分子量8 kDa。Gタンパク質シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNG7 ウサギ pAb
別名	HG3B, GNG7
種	ヒト
遺伝子ID	2788
免疫原	ヒトGNG7（NP_443079.1）のアミノ酸1-68に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主種	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
UniProtアクセッション番号	O60262
予測分子量	8 kDa
出荷条件	氷袋