


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Golga4 モノクローナル抗体 - Q13439

商品番号: CM0007456



前書き

WB、IHC-P、ELISA用に検証済みのAnti-GOLGA4ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。小胞輸送に関与するトランスゴルジネットワークタンパク質を標的。ゴルジ装置研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLGA4 ウサギ mAb
備考/別名	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2803
GeneID	2803
免疫原	ヒト GOLGA4 のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_002069.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13439
タンパク質重量	261kDa
発送	保冷バッグ