

抗Golp2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nbj4

商品番号: CM0002929



前書き

ヒトGOLPH2（GP73）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。標的タンパク質分子量は45

kDa、SWISSプロトはQ8NBJ4です。ゴルジ体機能の研究やウイルス性肝疾患のバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLPH2 ウサギmAb
別名	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51280
遺伝子ID	51280
免疫原	ヒトGOLPH2（Q8NBJ4）のアミノ酸250～350番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロット	Q8NBJ4
タンパク質分子量	45 kDa
発送方法	保冷剤