

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Got2ラビットモノクローナル抗体 - P00505

商品番号: CM0003425



前書き

ヒトGOT2（ミトコンドリアアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ）に対する高品質なラビットモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。代謝および神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOT2 Rabbit mAb
備考/別名	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2806
免疫原	ヒトGOT2 (P00505) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00505
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋