

ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Got2ウサギポリクローナル抗体 - P00505

商品番号: CM0025485



前書き

ヒトGOT2（ミトコンドリアアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、キヌレニンアミノトランスフェラーゼ4）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。代謝、神経学、脂肪酸輸送研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	仕様
製品名	GOT2ウサギpAb
備考/別名	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2806
遺伝子ID	2806
免疫原	ヒトGOT2 (NP_002071.2) のアミノ酸30-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00505
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷バッグ