

Anti-Gpd2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P43304

商品番号: CM0023305

前書き

ヒトGPD2（ミトコンドリアグリセロール-3-リン酸脱水素酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに対応。腓臓ベータ細胞のグルコース感知の重要な構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Anti-GPD2 Rabbit Polyclonal Antibody
備考/別名	GDH2, GPDM, mGDH, mGPDH, GPD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2820
遺伝子ID	2820
免疫原	ヒトGPD2 (NP_000399.3) のアミノ酸25-325に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43304
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋