

Wb、Elisa用Anti-Gpr62ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bzj7

商品番号: CM0024513

前書き

合成ペプチドを用いて作製された、ヒトGPR62 (GPCR8, KPG_005) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。脳組織におけるオーファンGPCRシグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GPR62 Rabbit pAb
備考/別名	GPCR8; KPG_005; GPR62
種	ヒト (Human)
GeneID	118442
免疫原	ヒトGPR62 (NP_543141.3) のアミノ酸150-250配列内に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZJ7
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋