


WbおよびElisa用 抗Gpx3 ウサギポリクローナル抗体 - P22352

商品番号: CM0018475



前書き

ヒトGPX3 ウサギポリクローナル抗体 (GPx-P)

ウェスタンブロット (WB)

およびELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞外グルタチオンペルオキシダーゼを標的とし、細胞を酸化損傷から保護する抗酸化酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPX3 ウサギ pAb
備考/別名	GPx-P; GSHPx-3; GSHPx-P; GPX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2878
GeneID	2878
免疫原	ヒトGPX3 (NP_002075.2) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P22352
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ