

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Gpx4ウサギポリクローナル抗体 - P36969

商品番号: CM0013042



前書き

GPX4ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの有効性が確認されています。ヒト、マウス、ラットのGPX4と反応します。GPX4は、フェルトーシスおよび酸化損傷から細胞を保護する必須のリン脂質ヒドロペルオキシダーゼです。レドックス生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPX4ウサギpAb
備考／別名	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2879
GeneID	2879
免疫原	GPX4（NP_002076.2）のアミノ酸30～197に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36969
タンパク質分子量	22 kDa
輸送	保冷剤