

Wb、If/Icc、Elisa向け抗Grhprポリクローナル抗体 - Q9Ubq7

商品番号: CM0024000



前書き

ウサギ由来のGRHPRを標的とするポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。グリオキシル酸代謝やヒドロキシピルビン酸還元酵素活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRHPR Rabbit pAb
備考／別名	PH2; GLXR; GLYD; GRHPR
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	9380
GeneID	9380
免疫原	ヒトGRHPR (NP_036335.1) のアミノ酸100～328番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBQ7
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	氷袋