

抗Grid2ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O43424

商品番号: CM0021872



前書き

ヒトGRID2（GluD2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。シナプス可塑性と小脳機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRID2 ウサギ pAb
備考/別名	GluD2; SCAR18; GRID2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2895
GeneID	2895
免疫原	合成ペプチド ヒトGRID2 (NP_001501.2) のアミノ酸900~1007領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43424
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	氷袋