


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Grp94 ウサギポリクローナル抗体 - P14625

商品番号: CM0025199



前書き

Grp94 ウサギポリクローナル抗体（SWISS P14625）は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットの小胞体分子シャペロンであるendoplasmin（Grp94）を検出します。この抗体は、タンパク質の折り畳みや腫瘍免疫学に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Grp94 ウサギ pAb
備考/別名	ECGP, GP96, TRA1, GRP94, HEL35, HEL-S-125m, Grp94
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7184
遺伝子ID	7184
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGrp94 (NP_003290.1) のアミノ酸501-750に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14625
タンパク質分子量	92kDa
発送	保冷バッグ