


WbおよびElisa用 抗Grpr ウサギポリクローナル抗体 - P30550

商品番号: CM0025318



前書き

ヒトGRPRに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。GPCRシグナリング、かゆみ感覚、呼吸制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	GRPR ウサギ pAb
備考/別名	BB2; BB2R; BRS2; GRPR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2925
遺伝子ID	2925
免疫原	組換えタンパク質: ヒトGRPR (NP_005305.1) のアミノ酸235-384に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30550
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ