


Wb、If/Icc、Elisa用抗Gsk3Aウサギポリクローナル抗体 - P49840

商品番号: CM0016667



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのGSK3αに対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。Wntシグナル伝達、グリコーゲン代謝、アルツハイマー病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSK3αウサギpAb
備考／別名	GSK3 alpha; GSK3A; GSK3α
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2931
遺伝子ID	2931
免疫原	ヒトGSK3α (NP_063937.2) のアミノ酸409～483に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49840
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	アイスパック