

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Gstk1

ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2Q3

商品番号: CM0026918



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証済みの抗GSTK1ウサギポリクローナル抗体。25kDaのペルオキシソーム型グルタチオンS-

トランスフェラーゼカッパ1を検出し、解毒および細胞内局在研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTK1 ウサギ pAb
備考/別名	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-L; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	373156
GeneID	373156
免疫原	ヒトGSTK1 (NP_057001.1) のアミノ酸1-226に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2Q3
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ