

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gstm3ポリクローナル抗体 - P21266

商品番号: CM0028108



前書き

ヒトGSTM3（GST class-mu 3）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。解毒作用および異物代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTM3 Rabbit pAb
備考/別名	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
種	ヒト
遺伝子ID	2947
免疫原	ヒトGSTM3（NP_000840.2）のアミノ酸101-225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21266
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスパック