


Anti-Gtf2A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P52655

商品番号: CM0025831



前書き

ヒトGTF2A1（TFIIAサブユニット1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。RNAポリメラーゼII転写開始複合体に関与する42kDaの核タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2A1 Rabbit pAb
備考/別名	TF2A1; TFIIA; TFIIA; TFIIA-42; GTF2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2957
免疫原	ヒトGTF2A1 (NP_056943.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P52655
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋