


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Gtf2H1ポリクローナル抗体 - P32780

商品番号: CM0027620



前書き

ヒトGTF2H1 (p62, BTF2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法/免疫細胞化学法、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。転写およびDNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2H1 Rabbit pAb
備考/別名	P62; BTF2; TFB1; TFIIH; GTF2H1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2965
遺伝子ID	2965
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトGTF2H1 (NP_001135779.1) のアミノ酸1-425に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32780
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ