


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gtpbp6 ウサギポリクローナル抗体 - O43824

商品番号: CM0021857



前書き

GTPBP6 ウサギ

pAbは、WB、IF/ICC、ELISA用に検証されたポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。推定GTP結合タンパク質6の発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTPBP6 ウサギ pAb
備考/別名	PGPL; GTPBP6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8225
GeneID	8225
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGTPBP6 (NP_036359.3) のアミノ酸140-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43824
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ