

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gulp1ポリクローナル抗体 - Q9Ubp9

商品番号: CM0029370



前書き

WB、IHC-

P、ELISAアプリケーション用、GULP1（CED6、GULP）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。貪食、アポトーシス、および脂質輸送の研究に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GULP1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CED6; GULP; CED-6; GULP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51454
GeneID	51454
免疫原	ヒトGULP1（NP_057399.1）のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBP9
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋