

抗Gypbウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06028

商品番号: CM0028424



前書き

ヒトグリコホリンB（GYPB、CD235b）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒトとマウスに交差反応性を示し、赤血球膜の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GYPB ウサギpAb
別名	SS, GPB, GYP, MNS, GYPA, PAS-3, CD235b, GYPB
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2994
免疫原	ヒトGYPB（NP_002091.3）のアミノ酸1〜91番内の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06028
タンパク質分子量	10kDa
輸送方法	氷袋