


Wb、Ip、If/Icc、Elisa用抗Gzmaウサギモノクローナル抗体 - P12544

商品番号: CM0012447



前書き

ヒトグラニューライシンA（GZMA）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、ELISAで検証済み。細胞障害性T細胞およびNK細胞媒介性パイロトーシスと標的細胞死の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GZMA Rabbit mAb
備考/別名	HFSP; CTLA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3001
GeneID	3001
免疫原	ヒトGZMA（NP_006135.2）のアミノ酸27-262に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12544
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋