


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gzma ウサギ ポリクローナル抗体 - P12544

商品番号: CM0028684



前書き

ヒトGZMAに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。パイロプトーシスやCTL/NK細胞の細胞傷害性に関与するセリンプロテアーゼ、グランザイムAを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	GZMA ウサギ pAb
備考/別名	HFSP; CTLA3; GZMA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3001
GeneID	3001
免疫原	ヒトGZMA (NP_006135.2) のアミノ酸29-262に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12544
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ