


Wb、Elisa用抗H3F3Bウサギポリクローナル抗体 - P84243

商品番号: CM0014965



前書き

H3F3Bウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISA用途向けに設計されており、ヒトヒストンH3.3を特異的に認識します。本抗体はバリエーションヒストンH3.3を標的とし、クロマチンおよびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	H3F3B Rabbit pAb
備考／別名	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2
種	ヒト
遺伝子ID	3021
免疫原	組換えタンパク質：ヒトH3F3B（NP_002098.1）のアミノ酸1～136に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P84243
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	保冷剤