

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Hadha ポリクローナル抗体 - P40939

商品番号: CM0029301



前書き

このウサギ由来ポリクローナル抗体はHADHA（TP-alpha）を特異的に認識し、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、ミトコンドリアβ酸化および脂肪酸代謝の研究に最適です。分子量は約83 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO 検証済み] HADHA ウサギ pAb
備考・別名	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
種由来	ヒト
遺伝子ID	3030
免疫原	ヒトHADHA（NP_000173.2）のアミノ酸484～763番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P40939
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	保冷剤