


Wb、Elisa用抗Hcov-229EスパイクS2ポリクローナル抗体 - P15423

商品番号: CM0018894



前書き

HCoV-

229Eスパイク糖タンパク質のS2サブユニットを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、HCoV-229Eに対する特異的な交差反応性を有します。コロナウイルス研究および診断法開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-229EスパイクS2ウサギpAb
GeneID	918758
免疫原	コロナウイルススパイクS2 (NP_073551.1) のアミノ酸1074~1173内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	HCoV-229E
SWISS	P15423
タンパク質分子量	129kDa
輸送条件	保冷剤