


抗Hcov-OC43 スパイクS2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P36334

商品番号: CM0019775



前書き

HCoV-OC43

スパイク糖タンパク質のS2サブユニットを標的とするウサギポリクローナル抗体（Swiss-Prot P36334）です。ウエスタンブロットおよびELISAへの使用に適しており、HCoV-OC43との交差反応性の検出が検証済みです。コロナウイルス研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-OC43 Spike S2 Rabbit pAb
GeneID	39105218
免疫原	コロナウイルスSpike S2 (YP_009555241.1) のアミノ酸782～881領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	HCoV-OC43
SWISS	P36334
タンパク質分子量	150kDa
輸送方法	保冷剤