


Wb、Elisa用 抗Hcrtr2ポリクローナル抗体 - O43614

商品番号: CM0028266



前書き

ヒトオレキシン受容体2型（HCRTR2）を標的とする高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。睡眠覚醒調節やグルコース恒常性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HCRTR2 Rabbit pAb
備考／別名	OX2R; OXR2; ORXR2; HCRTR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3062
GeneID	3062
免疫原	ヒトHCRTR2 (NP_001517.2) のアミノ酸380-444番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43614
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	氷袋