

## Anti-Hd3Aウサギポリクローナル抗体（Elisa・Wb用） - Q93Wi9

商品番号: CM0020915



### 前書き

イネのフロリゲンHd3a（OsJ\_20191）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング（WB）とELISAでの使用が検証済みで、*Oryza sativa*（イネ）のHd3aを検出します。開花時期や植物発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | Hd3a Rabbit pAb                                                  |
| 別名       | Hd3a; OsJ_20191                                                  |
| 由来生物種    | <i>Oryza sativa</i> （イネ）                                         |
| 遺伝子ID    | 4340185                                                          |
| 免疫原      | <i>Oryza sativa</i> Hd3a (Q93Wi9)のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                              |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                        |
| 用途       | WB、ELISA                                                         |
| 交差反応性    | <i>Oryza sativa</i> （イネ）                                         |
| SWISS    | Q93Wi9                                                           |
| タンパク質分子量 | 20kDa                                                            |
| 発送方法     | 保冷剤                                                              |