

Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Anti-Hdac1ポリクローナル抗体 - Q13547

商品番号: CM0013561



前書き

KD検証済みのHDAC1標的ウサギポリクローナル抗体。
。WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと
交差反応します。エピジェネティクスおよび転写調節
研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] HDAC1 Rabbit pAb
備考/別名	HDI; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; CI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3065
GeneID	3065
免疫原	合成ペプチド ヒトHDAC1 (NP_004955.2) のアミノ酸393-482に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13547
タンパク質分子量	55 kDa
配送	アイスパック