

Anti-Heparanase 1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y251

商品番号: CM0029790



前書き

ヒトヘパラーゼ1（HPA1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。前駆体および切断型を検出；マウスおよびラットと交差反応します。ECM分解およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Heparanase 1 Rabbit pAb
備考/別名	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10855
GeneID	10855
免疫原	ヒトヘパラーゼ1（NP_001092010.1）のアミノ酸36-275に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y251
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋