

WbおよびElisa用抗Hexim2ウサギポリクローナル抗体 - Q96Mh2

商品番号: CM0018364

前書き

ヒトHEXIM2（UniProt Q96MH2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスとも交差反応します。転写制御および7SK RNP複合体研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEXIM2ウサギpAb
備考／別名	L3; HEXIM2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	124790
遺伝子ID	124790
免疫原	ヒトHEXIM2（NP_653209.1）の147～286アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96MH2
タンパク質分子量	32 kDa
輸送	保冷バッグ