


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Hgsウサギポリクローナル抗体 - O14964

商品番号: CM0024578



前書き

ヒトHGS（Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。エンドソームソーティングおよびシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HGS Rabbit pAb
備考/別名	HRS; HGS
種	ヒト
遺伝子ID	9146 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14964
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバッグ