

Ihc-P、Elisa用抗Hilpdaポリクローナル抗体 - Q9Y5L2

商品番号: CM0022479

前書き

ヒトHILPDA（HIG2）に対するウサギポリクローナル抗体。免疫組織化学（IHC-P）およびELISAアプリケーション用。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。低酸素および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HILPDA ウサギ pAb
備考/別名	HIG2; HIG-2; C7orf68; HILPDA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29923
GeneID	29923
免疫原	ヒトHILPDAのアミノ酸1-63に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_037464.1）
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5L2
タンパク質分子量	7kDa
輸送	保冷バッグ