

抗ヒスタミンH3受容体 (Hrh3) ウサギモノクローナル抗体 For Wb, Ip, Elisa - Q9Y5N1

商品番号: CM0004030



前書き

ヒトヒスタミンH3受容体 (HRH3, GPCR97) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRH3 ウサギmAb
備考/別名	HH3R; GPCR97; HRH3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11255
GeneID	11255
免疫原	合成ペプチド ヒトHRH3 (Q9Y5N1) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5N1
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ