

抗ヒスチジン・アンモニアリアーゼ（Hal）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P42357

商品番号: CM0017754

前書き

ヒスチジン・アンモニアリアーゼ（HAL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。ヒスチジン代謝および疾患関連バリエーション研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAL ウサギ pAb
備考/別名	HIS; HSTD; HAL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3034
GeneID	3034
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHAL (NP_002099.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42357
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ